

More than a service
a partnership

RAVAN^{sa.}

WOMEN HEALTH



euro^gine
Technology for Women's Healthcare

ANCORA[®] 375 Ag

DIU IUD ANCORA[®]

375 Ag

Référence | Referentie
426745

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

Dispositif Intra-Utérin, avec une structure en forme de "Ω", un fil en cuivre de 375 mm² et un noyau d'argent.

Contraception intra-utérine. Stérile. Produit pour usage unique.

EC mark, dispositif implantable non-actif en accord avec les Directives 93/42/EEC Class III.

Intra-uterine Device met een "Ω" gevormde structuur en 375 mm² koper draad met een zilver kern.

Voor contraceptie. Steriel, eenmalig te gebruiken product.

EC markering niet-actieve implanteerbaar device volgens de Directieven van 93/42/EEC Class III.



More for Less...



FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES | TECHNISCHE GEGEVENS

COMPOSANT COMPONENT	COMPOSITION SAMENSTELLING	DIMENSIONS AFMETINGEN			
IUD structure IUD structuur	Polyéthylène + Sulfate de Barium Polyethylene + Barium Sulfaat	Réf. Ref. 426745	Taille Maat Normal	Largeur Breedte 20 mm	Longueur Lengte 35 mm
Fil Draad	Cuivre, Pureté 99,99% Koper, Zuiverheid 99,99%	Diam. Diam. 0,40 mm	Longueur Lengte 298 mm	Surface Oppervlakte 375 mm ²	Diam. noyau d'argent Diam. zilver kern 0,10 mm
Fils de retrait Extractie draad	Polyéthylène Polyethyleen	Diam. Diam. 0,25 mm		Longueur Lengte 280 mm x 2	
Tube d'insertion Insertie buis	Polyéthylène Polyethyleen	Diam. externe Diameter 3,80 mm		Longueur Lengte 195 mm	
Top Gauge Maat	Polypropylène Polypropyleen	Largeur Breedte 7,80 mm		Longueur Lengte 12,50 mm	Hauteur Hoogte 6,25 mm

MÉTHODE DE STÉRILISATION | STERILIZATIE METHODE

Oxyde d'Éthylène | Ethyleen Oxyde

SYSTÈME D'INSERTION | INSERTIE SYSTEEM

Poussez le DIU par le canal cervical dans la cavité de l'utérus.
Druk het IUD door het cervix kanaal in de uterus.

PRÉSENTATION | VERPAKKING

1 x 1 emballage | 1 x 1 verpakking

DURÉE MAXIMALE « IN SITU » | AANBEVOLEN PERIODE VOOR VERVANGING

5 ans | 5 jaar