



WOMEN HEALTH



NOVAPLUS[®]
T 380 Ag

eurogine
Technology for Women's Healthcare

DIU IUD NOVAPLUS® T 380 Ag

Références | Referenties
4267381 / 4267407 / 467399

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

Dispositif Intra-Utérin, avec une structure en forme de “Y”. Peut être placé dans le tube d'insertion en tirant les fils.

Surface de cuivre de 380 mm², avec un noyau d'argent.

Contraception intra-utérine. Stérile. Produit pour usage unique.

EC mark, dispositif implantable non-actif en accord avec les Directives 93/42/EEC Class III

Intra-Uterine Device met een “Y” gevormde structuur die volledig in de insertie buis getrokken kan worden door aan de draad te trekken. Het IUD heeft een 380 mm² koper draad met een zilver kern.

Voor contraceptie. Steriel, eenmalig te gebruiken product.

EC markering niet-actieve implanteerbaar device volgens de Directieven van 93/42/EEC Class III



More for Less...



FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES | TECHNISCHE GEGEVENS

COMPOSANT COMPONENT	COMPOSITION SAMENSTELLING	DIMENSIONS AFMETINGEN			
IUD structure IUD structuur	Polyéthylène + Sulfate de Barium Polyethylene + Barium Sulfaat	Réf. Ref. 4267381 4267407 4267399	Taille Maat Normal Mini Maxi	Largeur Breedte 31 mm 24 mm 36,50 mm	Longueur Lengte 33 mm 30,50 mm 38 mm
Fil Draad	Cuivre, Pureté 99,99% Koper, Zuiverheid 99,99%	Diam. Diam. 0,40 mm	Longueur Lengte 302 mm	Surface Oppervlakte 380 mm ²	Diam. noyau d'argent Diam. zilver kern 0,10 mm
Fils de retrait Extractie draad	Polyéthylène Polyethyleen	Diam. Diam. 0,25 mm		Longueur Lengte 280 mm x 2	
La Tige Duw stift	Polyéthylène Polyethyleen	Diam. Diam. 2,20 mm		Largeur utilisable Bruikbare lengte 200 mm	
Tube d'insertion Insertie buis	Polyéthylène Polyethyleen	Diam. externe Diameter 3,80 mm		Longueur Lengte 195 mm	
Top Gauge Maat	Polypropylène Polypropyleen	Largeur Breedte 7,80 mm	Longueur Lengte 12,50 mm	Hauteur Hoogte 6,25 mm	

MÉTHODE DE STÉRILISATION | STERILIZATIE METHODE

Oxyde d'Éthylène | Ethyleen Oxyde

SYSTÈME D'INSERTION | INSERTIE SYSTEEM

Poussez le DIU avec la tige du tube d'insertion dans la cavité de l'utérus.
Druk met behulp van de duw stift het IUD vanuit de insertie buis in de uterus.

PRÉSENTATION | VERPAKKING

1 x 1 emballage | 1 x 1 verpakking

DURÉE MAXIMALE « IN SITU » | AANBEVOLEN PERIODE VOOR VERVANGING

5 ans | 5 jaar